



Calze Meddy Italia

Meddy aggiunge alla propria linea di calze diabetiche e in angora altre tre linee di calze compressive.

Prodotti dalla massima qualità come da tradizione Meddy Italia, volti a coprire ogni esigenza per quanto riguarda l'aspetto preventivo e medicale.

La prima linea, Louis, consiste in due prodotti preventivi, studiati per le esigenze dell'uomo ma allo stesso tempo adatti a soddisfare le esigenze della donna: una linea elegante, raffinata ed allo stesso tempo dagli effetti benefici dovuti ad una compressione media o forte. Adatte a chi viaggia, a chi trascorre lunghi momenti in piedi o a chi, in ogni caso, desidera una soluzione semplice e ricercata che doni sollievo alle proprie gambe. Due gradi di compressione e tre colori per incontrare le esigenze del consumatore più attento ai particolari.

La seconda linea, prettamente medicale, si compone di tre gambaletti in due classi di compressione K1 e K2 volti alla risoluzione dei problemi dovuti alla stasi venosa. 3 colori, punta aperta o punta chiusa, cotone o microfibra: i gambaletti Meddy offrono un'ampia scelta e il massimo dell'attenzione necessaria a coprire le esigenze dell'utilizzatore con la qualità di sempre.

Infine, tre prodotti antiembolo, vanno a coprire la richiesta di prodotti per la profilassi e la cura della tromboembolia, durante e dopo interventi chirurgici, in caso di fratture e di traumi agli arti inferiori. Sono disponibili gambaletti, calze autoreggenti e monocollant ambidestro.



Gambaletti a compressione graduata LOUIS

I gambaletti **Meddy LOUIS**, nascono per alleggerire la pesantezza alle gambe per coloro che dedicano molto tempo ad attività in cui è necessario stare in piedi, a chi viaggia spesso o trascorre lunghi momenti in ufficio. La compressione graduata a partire dalla caviglia ha un effetto riposante e rilassante sugli arti inferiori e allevia il senso di pesantezza e stanchezza. Combatte allo stesso tempo i potenziali problemi dovuti a vene varicose e la tendenza al gonfiore delle


gambe nelle persone più soggette.

Il cotone sulla pelle garantisce il massimo della compatibilità con la cute. Ideali anche per il tempo libero, le qualità delle calze **Meddy LOUIS** sono adatte anche al pubblico femminile regalando comodità e una piacevole sensazione di benessere.



TAGLIE

Misura	8/8 ^{1/2}	9/9 ^{1/2}	10/10 ^{1/2}	11/11 ^{1/2}	12/12 ^{1/2}	13/13 ^{1/2}
Piede	37/38	39/40	41/42	42/43	43/44	44/45
Taglie	XS	S	M	L	XL	XXL





Louis 15

Art. T1416 (DM. 1834002)

Compressione 14/16 mmHg (MEDIA)

Descrizione

Gambaletto cotone sulla pelle, a compressione graduata media. Favorisce il deflusso venoso regalando un maggior senso di leggerezza e prevenendo il senso di pesantezza delle gambe. Realizzato in lycra tramato, doppio ricoperto.

Composizione	
Poliammide	52%
Cotone	35%
Elastan	13%

Taglie					
XS	S	M	L	XL	XXL

Rif. n. → 210950



Louis 20

Art. T1820 (DM. 1834003)

Compressione 18/20 mmHg (FORTE)

Descrizione

Gambaletto cotone sulla pelle, a compressione graduata forte. Favorisce il deflusso venoso regalando un maggior senso di leggerezza e prevenendo il senso di pesantezza delle gambe. Grazie al maggior grado di compressione svolge anche una funzione preventiva. Realizzato in lycra tramato, doppio ricoperto.

Composizione	
Poliammide	52%
Cotone	34%
Elastan	14%

Taglie					
XS	S	M	L	XL	XXL

Rif. n. → 210950



Gambaletti medicali KKL1 e KKL2

Linea di calze curative a compressione elastica decrescente per il trattamento e la cura dell'insufficienza o della stasi venosa. Per un corretto funzionamento, le vene devono essere elastiche e le valvole efficienti e nei casi di diminuzione di elasticità o di reflusso sanguigno risultano indicate le calze elastocompressive.

LE VARICI

Le varici (o vene varicose) sono vene del circolo venoso superficiale che hanno perso l'elasticità della parete e che sono più dilatate della norma, e le cui valvole non funzionano più correttamente. Il sangue scorre a fatica e ristagna: nel tempo le vene si dilatano ancora di più, assumendo un aspetto irregolare e causando, in certi casi, dolore.

STILE DI VITA

Mantenere uno stile di vita attivo, delle corrette abitudini alimentari e l'utilizzo di calze elastiche sono le azioni preventive consigliate da medici e specialisti. Studi scientifici stabiliscono con certezza quanto l'utilizzo di calze elastiche influisca in modo sensibile a combattere le malattie venose e aiuti nella prevenzione.

Le calze a compressione elastica Meddy si dividono in:

- 2 classi di compressione (KKL1 - KKL2)
- 2 tipologie (cotone e microfibra)


KKL 1 | 20 mmHg

- varici leggere
- varicosità con tendenza agli edemi leggeri
- teleangectasie
- varici durante e dopo la gravidanza
- edemi funzionali

KKL 2 | 30 mmHg

- insufficienza venosa cronica
- edemi
- insufficienza valvolare delle vene profonde
- profilassi per la cura della trombosi
- flebiti superficiali
- varicosità diffuse
- ulcere venose
- linfedemi leggeri
- dopo un trattamento chirurgico
- dopo un trattamento sclerosante
- dopo l'ingessatura nel caso di fratture dell'articolazione tibiotarsica e distorsioni

flusso normale
del sangue



il sangue
rifluisce e ristagna




TABELLA MISURE ANATOMICHE

Taglia	S	M	L	XL	XXL
C (cm)	31 - 34	36 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54
B (cm)	20 - 22	23 - 25	26 - 28	29 - 31	32 - 34

NOTE

- C** circonferenza presa al punto più largo del polpaccio
- B** circonferenza presa al punto più stretto della caviglia

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.





Gambaletto (paio)
cotone KKL1
Art. T1100 (DM. 1834004)

Compressione 20 mmHg
Punta Aperta

Rif. n. → 212690



106
beige

Composizione	
Poliammide	53%
Cotone	21%
Elastan	26%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	

Gambaletto (paio)
cotone KKL2
Art. T2100 (DM. 1834005)

Compressione 30 mmHg
Punta Aperta

Rif. n. → 212790



106
beige

Composizione	
Poliammide	51%
Cotone	19%
Elastan	30%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	



Gambaletto punta aperta

Caratteristiche

- cotone sulla pelle
- maglia morbida
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato
- facili da indossare con calzare in dotazione



Gambaletto (paio)
microfibra KKL1
Art. T1200 (DM. 1834006)

Compressione 20 mmHg
Punta Aperta

Rif. n. → 212390



106
beige



707
grigio



607
nero

Composizione	
Poliammide	65%
Elastan	35%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	

Gambaletto (paio)
microfibra KKL2
Art. T2200 (DM. 1834008)

Compressione 30 mmHg
Punta Aperta

Rif. n. → 212490



106
beige



607
nero

Composizione	
Poliammide	66%
Elastan	34%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	



Gambaletto punta aperta

Caratteristiche

- maglia morbida al tatto con effetto seta
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato
- facili da indossare
- assenza di cuciture



Gambaletto (paio)
microfibra KKL1
Art. T1210 (DM. 1834009)

Compressione 20 mmHg
Punta Chiusa

Rif. n. → 212440



106
beige



707
grigio



607
nero

Composizione	
Poliammide	65%
Elastan	35%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	

Gambaletto (paio)
microfibra KKL2
Art. T2210 (DM. 1834010)

Compressione 30 mmHg
Punta Chiusa

Rif. n. → 212540



106
beige



607
nero

Composizione	
Poliammide	66%
Elastan	34%

Taglie					
S	M	L	XL	XXL	




Gambaletto punta chiusa

Caratteristiche

- maglia morbida al tatto con effetto seta
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato
- facili da indossare
- assenza di cuciture

Calze antiembolo

Le calze elastocompressive antiembolo sono indicate per la profilassi e la cura della tromboembolia, in caso di interventi di chirurgia vascolare, di fratture e in particolare nei traumi agli arti inferiori e nei casi di prolungata riduzione di mobilità. Grazie alla compressione elastica decrescente sono da supporto nella prevenzione della malattia tromboembolica. Elastiche longitudinalmente e lateralmente e con foro di ispezione al di sotto della pianta del piede.



NOTE

C circonferenza presa al punto più largo del polpaccio

G circonferenza della coscia

A-G lunghezza gamba

B circonferenza presa al punto più stretto della caviglia

LUNGHEZZA GAMBA

Normale **A-G** Fino 72 cm

Lungo **A-G** Oltre 72 cm

CIRCONFERENZA GAMBA

Taglia	S	M	L	XL
C (cm)	30 - 33	33 - 38	38 - 42	42 - 45
G (cm)	fino a 48	fino a 55	fino a 62	fino a 74
B (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 29

CODICI

Tipologia	Codice
Gambaletto Normale	T8100
Gambaletto Lungo	T8200
Coscia Normale	T8110
Coscia Lungo	T8210
Monocollant Normale	T8120
Monocollant Lungo	T8220

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.





Gambaletto normale (paio)

Art. T8100 (DM. 1834011)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- assenza di cuciture

Composizione

Poliammide	74%
Elastomero	26%

Taglie

S	M	L	XL
---	---	---	----

Rif. n. → 210790



Gambaletto lungo (paio)

Art. T8200 (DM. 1834012)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- assenza di cuciture



006
bianco



Autoreggente normale (paio)

Art. T8110 (DM. 1834013)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- bordo siliconato con pallini per una migliore aderenza alla coscia

Composizione

Poliammide	74%
Elastomero	26%

Taglie

S	M	L	XL
---	---	---	----

Rif. n. → 211150



Autoreggente lungo (paio)

Art. T8210 (DM. 1834014)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- bordo siliconato con pallini per una migliore aderenza alla coscia



006
bianco



Monocollant normale

Art. T8120 (DM. 1834015)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- ambidestro
- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- cinturino regolabile con gancio

Composizione

Poliammide	74%
Elastomero	26%

Taglie

S	M	L	XL
---	---	---	----

Rif. n. → 210840



Monocollant lungo

Art. T8220 (DM. 1834016)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche

- ambidestro
- disegno anatomico
- foro d'ispezione sotto le dita del piede
- maglia a rete morbida e leggera
- si indossa con facilità
- cinturino regolabile con gancio




006
bianco

ERGO SoftSocks - Calze per diabetici

Le calze **SoftSocks** sono state appositamente studiate per il piede diabetico. Una linea con tre differenti circonferenze di caviglia in grado di adattarsi perfettamente senza mai comprimere. La perfetta vestibilità dovuta alla forma ergonomica permette di mantenere una piacevole sensazione uniforme sul piede. Le calze non stringono in nessuna area in quanto strutturate con il minimo tasso di tessuto elastico. Il tallone rinforzato e la particolare lavorazione sulla punta priva di punti di frizione, offrono una maggiore protezione. L'alto contenuto di fibre naturali (62% cotone) garantisce un clima sano ed il massimo grado di compatibilità con la pelle. I calzini sono inoltre differenziati tra destro e sinistro in modo da potersi adattare ancora meglio all'anatomia del piede e ridurre al minimo ogni tipo di pressione.



Espositore da banco disponibile



CIRCONFERENZA CAVIGLIA

- B Normale* fino 23 cm
- B Large da 23 a 27 cm
- B Extra large da 28 a 33 cm

CODICI

Tipologia	Codice
Calzino Normale	M123200
Calzino Large	M123300
Calzino Extralarge	M123400





Calza per diabetici SoftSocks Ergo normale

Art. B123200*

Modello a larghezza normale per caviglie di circonferenza non superiore a 23 cm.



Composizione	
Cotone	70%
Poliammide	30%

Taglie			
35-37	38-40	41-43	44-46

Rif. n. → 210850

Caratteristiche

- assenza di cuciture
- destro e sinistro differenziato
- nessun punto di pressione
- tessuto extramorbido
- 70% cotone
- maglia morbida
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato



Calza per diabetici SoftSocks Ergo large

Art. M123300 (DM. 1834017)

Modello a larghezza large per caviglie di circonferenza compresa tra 23 e 27 cm.



Composizione	
Cotone	70%
Poliammide	30%

Taglie			
35-37	38-40	41-43	44-46

Rif. n. → 210850

Caratteristiche


- caviglia large
- assenza di cuciture
- destro e sinistro differenziato
- nessun punto di pressione
- tessuto extramorbido
- 70% cotone
- maglia morbida
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato



Calza per diabetici SoftSocks Ergo extralarge

Art. B123400* - M123400 (DM. 1834018)

Modello a larghezza extralarge per caviglie di circonferenza compresa tra 28 e 33 cm.



Composizione	
Cotone	70%
Poliammide	30%

Taglie			
35-37	38-40	41-43	44-46

Rif. n. → 210850

Caratteristiche

- caviglia extra large
- assenza di cuciture
- destro e sinistro differenziato
- nessun punto di pressione
- tessuto extramorbido
- 70% cotone
- maglia morbida
- perfetta traspirabilità
- tallone rinforzato