

## Soluzioni medicali Bort

Per oltre 30 anni, Bort ha fatto della ricerca e dello sviluppo di innovativi supporti medicali la propria missione. Gli anni di esperienza in tale sviluppo e nelle tecnologie di produzione sono un vanto per Bort. Grazie alla profonda e variegata conoscenza del team interno di specialisti, come dottori, terapisti e tecnici ortopedici, Bort è in grado di ricercare e sviluppare prodotti della più alta qualità ed efficacia.

Non importa per chi siano essi destinati: adulti, bambini o sportivi; quello che conta è che Bort si prende costantemente cura di tutti coloro che si aspettano il meglio. I prodotti Bort si basano sugli ultimi ritrovati medici e terapeutici e rispecchiano i più alti standard di qualità.

Nonostante Bort abbia da oggi una nuova immagine, una cosa è rimasta costante: l'eccellente rapporto qualità-prezzo dei prodotti. Bort garantisce tutta la qualità e l'affidabilità di un marchio **"Made in Germany"** che si è guadagnato la fiducia dei propri clienti per decenni.







## La prima scelta per chi vuole di più.

### SELECT - PLUS


- Regolazione della temperatura **OUTLAST®** per il massimo comfort (bendaggio per il ginocchio **BORT select StabiloGen**)
- Protezione antimicrobica per i più alti standard d'igiene **TIMBRELL®**
- Soluzioni adattate alle indicazioni e alle terapie
- Design sofisticato
- In confezione di alta qualità in un design elegante
- Made in Germany



### Select EpiPlus

Art. 122700

Con trattamento antibatterico **TIMBRELL®** e due pelotte in silicone con speciale struttura. In tessuto a maglia, sagomato con una zona a pressione ridotta al di sopra dell'olecrano. La pressione sulla pelotta può essere regolata individualmente grazie ad una fascia Stabilo® posizionabile a piacere. Bordo superiore extra morbido rinforzato. Lunghezza: 20 cm.



Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 212890

Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
20 - 22 cm	xx-small
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large



### Select ManuZip palmare

Art. 112220

Bendaggio con trattamento antibatterico **TIMBRELL®** e chiusura lampo allungata fino al pollice, che ne semplifica l'applicazione. Lavorazione a maglia di forma anatomica con pelotta visco-elastica in silicone, stecca palmare in alluminio malleabile. Fascia Stabilo® per una maggiore stabilità. Bordo superiore extra morbido rinforzato.



Colori → argento, nero | Rif.n. → 213490

Circonferenza polso	Taglia
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	




### Select Stabilo - Fascia dorsale con pelotta

Art. 104650

Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale. Con trattamento antibatterico **TIMBRELL®** e pelotta a frizione lombo-sacrale in materiale visco-elastico, regolazione variabile. Facile da indossare grazie alla grande fascia velcro con passante. Quattro stecche di forma anatomica nella zona dorsale.

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 26 cm.



Colori → argento, nero | Rif.n. → 215990

Circonferenza vita	Taglia
70 - 80 cm	1
80 - 90 cm	2
90 - 100 cm	3
100 - 110 cm	4
110 - 120 cm	5
120 - 130 cm	6
130 - 140 cm	7



### Select Stabilo lady - Fascia dorsale con pelotta

Art. 104640

Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale. Con trattamento antibatterico **TIMBRELL®** e pelotta a frizione lombo-sacrale in materiale visco-elastico, posizionabile a piacere. Lavorazione a maglia di forma anatomica specialmente adatta alla donna sulla circonferenza vita. Quattro stecche preformate nella zona dorsale.

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 26 cm.



Colori → argento, nero | Rif.n. → 215990


Circonferenza vita	Taglia
60 - 70 cm	0
70 - 80 cm	1
80 - 90 cm	2
90 - 100 cm	3
100 - 110 cm	4
110 - 120 cm	5
120 - 130 cm	6



Select StabuloGen

Art. 114420

Bendaggio di fissaggio per rotula con trattamento antibatterico **TIMBRELLÉ** pelotta in silicone integrata e due stecche laterali. Con bordo superiore extra morbido rinforzato e maglia funzionale DynamicFlex per il massimo comfort. Zona relax nell'incavo del ginocchio. Bordo antiscivolo in silicone per un'aderenza sicura. Tecnologia OUTLAST®: regolazione della temperatura per il massimo comfort.



Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 213290


Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus



Select GenuZip

Art. 114390

Con trattamento antibatterico **TIMBRELLÉ** e pelotta in silicone, una stecca per ogni lato. Facile da indossare grazie alla chiusura lampo laterale. Con maglia funzionale DynamicFlex e zona relax nell'incavo del ginocchio. Imbottitura nella zona poplitea. Destra e sinistra diversi, chiusura lampo sempre sul lato esterno.



Colori → argento, carne | Rif.n. → 213490

Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus


Indicare destra o sinistra



Select TaloStabil

Art. 054700

Fascia con lavorazione a maglia 3D e trattamento antibatterico **TIMBRELLÉ** e due pelotte sagomate in silicone. Classe di compressione II. Bordo superiore extra morbido rinforzato. Con applicatore annesso separatamente.



Colori → argento, carne, nero | Rif.n. → 212590

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large


Indicare destra o sinistra



Select TaloStabil Plus

Art. 054100

Fascia con lavorazione a maglia 3D e trattamento antibatterico **TIMBRELLÉ** due pelotte sagomate in silicone. Fascia Stabulo® semielastica posizionabile a piacere. Bordo superiore extra morbido rinforzato. Con applicatore annesso separatamente.



Colori → argento, nero | Rif.n. → 212890

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large


Indicare destra o sinistra



Select AchilloStabil Plus

Art. 053100

Maglia funzionale DynamicFlex con trattamento antibatterico **TIMBRELLÉ**. Ampia pelotta in silicone a noduli. Senza tallonetta per evitare l'accorciamento dei muscoli del polpaccio. Zona comfort inserita nella regione tibiale. Con applicatore.



Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 214190

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

## BORT GENERATION

Per una maggiore mobilità e facilità di utilizzo anche in caso di limitata forza e capacità di movimento.

### IL FATTORE GENERATION-PLUS

- Semplicità di utilizzo per una maggior indipendenza
- Sicurezza dell'applicazione grazie alle ottime marcature
- Supporto senza limitazioni
- Comodità



### GENERATION stecca per pollice (MAGAZZINO)

Art. 215300

Ortesi morbida per l'immobilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice e dell'articolazione a sella del pollice. Morbida imbottitura interna. Elementi di stabilizzazione rimovibili, presagomati anatomicamente fino al polso. Lunghezza: circa 14 cm. La pratica allacciatura ne permette la manipolazione semplice e sicura. Fascia per pollice regolabile con occhiello girevole per un fissaggio sicuro. Adatto per l'uso notturno.

Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → blu e nero | Rif.n. → 211790



### GENERATION stecca per pollice e mano

Art. 215200

Bendaggio per l'articolazione metacarpo-falangea e l'articolazione a sella del pollice con immobilizzazione aggiuntiva del polso. Stecche sagomabili individualmente e rimovibili. Imbottitura nella zona palmare ne permette l'impiego in combinazione con stampelle/carrozzelle. Fascia per pollice con occhiello girevole

Circonferenza polso	Taglia
<15 cm	x-small
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
15 - 17 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	

Colori → blu e nero | Rif.n. → 212490



### GENERATION Stecca per polso

Art. 215100

Ortesi imbottita per polso con rinforzo volare e dorsale. Stecche conformabili individualmente e rimuovibili. Piacevolezza al tatto anche dopo lungo utilizzo grazie al materiale traspirante. Linea GENERATION: l'innovativo laccio di chiusura ne permette l'applicazione con una mano; la morbida imbottitura nella zona palmare ne permette l'impiego in combinazione con stampelle/carrozzelle. Adatto anche di notte.

Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → nero | Rif.n. → 212290






**GENERATION cintura salva-anche**

**Art. 215900**

Linea GENERATION apposta per limitata mobilità. Design funzionale con ampio velcro frontale e anelli passadita che rendono la cintura estremamente semplice da indossare. Protezioni per le anche in morbida schiuma viscoelastica traspirante rimuovibili. Può essere indossato sopra e sotto i vestiti. Speciale effetto ammortizzante.

Circ. cresta iliaca	Taglia
80-90 cm	small
90-100 cm	medium
100-110 cm	large
110-120 cm	x-large
120-130 cm	xx-large
130-140 cm	xxx-large



Colori → Blu | Rif.n. → 214390




**GENERATION Ginocchiera**

**Art. 215420**

Ginocchiera per il direzionamento e la stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio con larghezza della coscia regolabile. Una stecca elastica a spirale per lato. Pelotta anatomica in silicone. La costruzione aperta sulla coscia facilita l'applicazione e la rimozione. La linguetta permette una manipolazione sicura e senza sforzo anche con capacità di presa limitata. Sistema di taglie plus integrata.

Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small - 1
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium - 2
33 - 37 cm	40 - 48 cm	large - 3
37 - 41 cm	44 - 52 cm	x-large 4
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large 5
45 - 49 cm	60 - 68 cm	xxx-large 6



Colori → blu | Rif.n. → 213690




**GENERATION cavigliera**

**Art. 215600**

Cavigliera di alta qualità per la compressione dei tessuti molli. La zona di espansione ultraelastica nella regione sensibile del retro piede ne facilita l'applicazione e la rimozione. Due pelotte strutturate in silicone per un massaggio intermittente. Di facile applicazione e rimozione grazie alla forma aperta, anche in caso di mobilità limitata.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large



Colori → blu | Rif.n. → 212290



**GENERATION Correttore alluce valgo**

**Art. 215930 (MAGAZZINO)**

Forma anatomica, stecca e elastici di regolazione della tensione. Pelotta di protezione e posizionamento. Regolabile e facilmente applicabile tramite velcri. Materiale elastico e confortevole a contatto con la pelle.

3 modi d'uso: 1. indossabile nelle calzature solo con elastico di tensione. 2. con elastici e stecca plastica media. 3. con elastici e stecca in alluminio rigida. Confezione: pezzo.

Misura scarpa	Taglia
35-37	0
38-40	1
41-43	2
Indicare destra o sinistra	

ESPOSITORE DISPONIBILE Art. No. 215 950  
Contenuto 8 PEZZI: 2 x Taglia 0, 4 x Taglia 1, 2 x Taglia 2  
Misure: altezza 31 cm, larghezza 20 cm, profondità 25 cm.



Colori → blu/nero | Rif.n. → 211490 | Rif.n. → 2111920

## BORT SPORT

SOFTflex 3D lavorato a maglia con struttura vellutata

- Maggiore elasticità, stabilità e un massimo comfort d'uso.
- Fibra high-tech COOLMAX® Innovativa:
- Fasciatura Stabilo® con sistema easyClick
- Design sportivo moderno con etichetta riflettente


Made in Germany



### Sellaflex® Sport - Supporto per pollice

Art. 112030SP

- Polsiera flessibile per il sostegno dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice e dell'articolazione a sella del pollice
- Fissaggio semplice e regolazione della lunghezza della fasciatura Stabilo® tramite sistema easyClick
- SOFTflex 3D lavorato, senza latex e tessuto COOLMAX®
- Bordino morbido antimagliatura



Colori → nero/verde | Rif.n. → 212290


Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



### ManuBasic® Sport

Art. 112920SP

Pelotta in silicone con un'apertura al processus styloideus. Particolarmente elastico nella zona dell'articolazione del polso e dell'avambraccio. Stecca palmare termoplastica preformata e fascia Stabilo® per la stabilizzazione dell'articolazione del polso posizionabile a piacere. COOLMAX® elimina l'umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole.



Colori → nero/verde | Rif.n. → 212890


Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	



### EpiBasic Sport

Art. 122600SP

Con due pelotte in silicone con speciale struttura per un massaggio intermittente. Lavorazione a maglia di forma anatomica con una zona speciale a pressione ridotta al di sopra dell'olecrano. COOLMAX® elimina l'umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole. Con fascia Stabilo®. Lunghezza: 20 cm.



Colori → nero/verde | Rif.n. → 212890


Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
20 - 22 cm	xx-small
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large



### StabiloGen® Sport


Art. 114520SP

Bendaggio di fissaggio della rotula con pelotta in silicone e una stecca per ogni lato. Lavorazione a maglia 3D fisiologica. COOLMAX® elimina l'umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole. Bordo adesivo in silicone dalla misura xx-large.



Colori → nero/verde | Rif.n. → 212690


Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus



### TaloStabil® Sport

Art. 054600SP

Lavorazione a maglia 3D fisiologica. Riduzione della pressione nella parte alta della caviglia. Con 2 pelotte in silicone. Classe di compressione II. COOLMAX® elimina l'umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole.



Colori → nero/verde | Rif.n. → 211990

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

Per mantenere la posizione:  
alleggerimento, stabilizzazione  
e tenuta per la spalla e il gomito.



### Collare cervicale Eco (MAGAZZINO)

Art. 127460

Forma anatomica, materiale in schiuma morbido, da portare notte e giorno, con incavo per la laringe. Rivestimento in cotone e chiusura a velcro. Lunghezza: 56 cm.



Punto di misurazione:  
sguardo rivolto in avanti:  
A = Circonf. collo  
K = altezza mento  
(dalla punta del mento  
alla articolazione  
sterno-clavicolare)

Altezza mento k	Taglia
5,5 cm	0
7,5 cm	1
9,0 cm	2
11,0 cm	3
Lunghezza universale, adatto a circonferenze del collo da 32 a 45 cm	

Colori → carne, nero/blu | Rif.n. → 211090



### StabiloFix®

Art. 104600

Correttore della postura. Materiale morbido e anallergico per garantire il massimo comfort. Si adegua perfettamente alla struttura corporea. Con cuciture speciali antifrangia per facilitare l'accorciatura delle fasce.



Punto di misurazione:  
B = Donne circonferenza  
torace al di sotto  
del seno

Circonferenza torace B	Taglia
50 - 70 cm	bambini
da 70 cm	adulti

Colori → bianco, blu | Rif.n. → 212990



### Corsetto elastico

Art. 104560

Corsetto elastico per il sollievo della spina dorsale. In materiale traspirante e compatibile con la pelle. Design particolarmente sottile che non ingombra e non appare sotto i vestiti. Regolabile in autonomia grazie a velcri elastici. Raddrizzamento attivo della spina dorsale.



Punto di misurazione:  
B = Donne circonferenza  
torace al di sotto  
del seno

Circonferenza torace B	Taglia
65 - 80 cm	1
80 - 95 cm	2
95 - 110 cm	3
110 - 125 cm	4



Colori → grigio, bianco | Rif.n. → 212890



### OmoStabil N

Art. 121200

In materiale stratificato vellutato e traforato. Forma a calotta sulla spalla. Di forma circolare sul busto. L'avambraccio è mantenuto stabile da una patta al di fuori del bendaggio. Questo permette un migliore accesso per scopi terapeutici. Bande elastiche a velcro del braccio e della spalla.



Circonferenza vita	Taglia
65 - 75 cm	bambini
fino a 75 cm	0
75 - 95 cm	1
95 - 125 cm	2
125 - 145 cm	3


Colori → blu, bianco | Rif.n. → 214090



### Omotex

Art. 121600

Bendaggio attivo per il trattamento dell'articolazione della spalla. Pelotta in silicone posizionabile a piacere. Permette un migliore posizionamento dell'articolazione glenoumerale. Buon adattamento grazie alla regolazione individuale delle cinghie. Fascia a velcro aggiuntiva per limitare la rotazione esterna. Indossabile a destra o sinistra.



Circonferenza braccio	Taglia
24 - 28 cm	1
28 - 32 cm	2
32 - 36 cm	3
36 - 40 cm	4

Colori → nero | Rif.n. → 214580



In forma nella vita di tutti i giorni: riduzione del dolore, maggiore stabilità e funzionalità per il pollice e l'indice.



**Stecca di Stax - 1 / 10 / 66 pezzi (MAGAZZINO)**  
**Art. 470100 - Art. 470300 (10) - Art. 470200 (set 66)**

Ortesi per il trattamento conservativo e l'iperestensione della falange distale in caso di lesione. Materiale termoplastico modellabile. 1 pezzo  
 DISPONIBILE: Set da 10 pezzi misura singola  
 DISPONIBILE: Set da 66 pezzi con 10 cinturini e contenitore inclusi:  
 15 x Taglia 1 - 15 x Taglia 2 - 10 x Taglia 3 - 10 x Taglia 4  
 10 x Taglia 5 - 2 x Taglia 5,5 - 2 x Taglia 6 - 2 x Taglia 7.




Largh. articolazione DIP	Taglia
1.4 - 1.6 cm	1
1.5 - 1.8 cm	2
1.7 - 2.1 cm	3
1.8 - 2.2 cm	4
1.9 - 2.3 cm	5
2.3 - 2.6 cm	5.5
2.0 - 2.8 cm	6
2.6 - 2.9 cm	7

Colori → carne, trasp. | Rif.n. → 210270/1190/5490



**Digisoft Ortesi per dita**  
**Art. 112770**

Stecca per immobilizzazione di 1 o 2 dita. Imbottita con materiale morbido. Stecca modellabile in alluminio. Tre chiusure a velcro per un fissaggio ottimale, chiusura centrale posizionabile in modo variabile.



Lunghezza mano	Taglia
11 - 14 cm	bambini
13 - 16 cm	1
16 - 19 cm	2
19 - 22 cm	3

Colori → blu, grigio | Rif.n. → 211990



**SellaFlex Supporto per il pollice (MAGAZZINO)**  
**Art. 112030**

Polsiera flessibile per il sostegno dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice e di quella a sella del pollice, lavorazione a maglia 3D fisiologica. Bordo superiore extra morbido rinforzato. Elementi di stabilizzazione supplementari al pollice.



Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large

Colori → carne, nero | Rif.n. → 211630



**Stecca apribile e tutore per il pollice SPORT**  
**Art. 112180SP**

Tutore per il pollice per l'immobilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea e dell'articolazione a sella del pollice. Stecca di supporto attiva anche in situazioni di carico. VERSIONE SPORT con materiale altamente traspirante che offre un comfort ottimale. Può essere completamente aperto e può essere indossato anche di notte. Design moderno e sportivo e simbolo riflettente riflettente)



Circonferenza polso	Taglia
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large

Colori → nero e verde | Rif.n. → 211590



**Stecca pollice ActiveColorSport (MAGAZZINO)**  
**Art. 1370SP**

Ortesi in Neoprene per il polso per la stabilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea e a sella del pollice. Offre supporto anche in situazioni di sovraccarico. Elementi aggiuntivi di stabilizzazione del pollice. Regolabile tramite velcro posizionabile individualmente, adattabile. Resistente all'utilizzo in acqua.




Circonferenza polso	Taglia
13 - 17 cm	small
17 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → nero e verde | Rif.n. → 211190

**SellaDur con SOTTOCALZA (MAGAZZINO)****Art. 105400**

Ortesi per l'articolazione a sella del pollice, in materiale plastico particolarmente resistente. Materiale traforato. Con margine rialzato nella zona critica tra l'indice ed il pollice (commissura) per evitare punti di pressione. Sottocalza nero per un maggiore comfort.

Colori → antracite | Rif.n. → 211730




Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

**SellaDur Floc - RIVESTITO TESSUTO (MAGAZZINO)****Art. 105600**

Come Art. No. 105 400  
Rivestimento in tessuto per il massimo confort.

Colori → grigio | Rif.n. → 212240




Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

**GENERATION stecca per pollice (MAGAZZINO)****Art. 215300**

Ortesi morbida per l'immobilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice e dell'articolazione a sella del pollice. Morbida imbottitura interna. Elementi di stabilizzazione rimovibili, presagomati anatomicamente fino al polso. Lunghezza: circa 14 cm. La pratica allacciatura ne permette la manipolazione semplice e sicura. Fascia per pollice regolabile con occhiello girevole per un fissaggio sicuro. Adatto per l'uso notturno.

Colori → blu e nero | Rif.n. → 211790



Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

**Soft - Stecca corta/lunga per pollice IMBOTTITA****Art. 112710 (corta) - Art. 112720 (lunga)**

Ortesi morbida e traspirante. Con stecca di forma anatomica incorporata per l'immobilizzazione parziale dell'articolazione principale del pollice. Libertà di movimento delle dita.

Lunghezza stecca corta: 11 cm circa.  
Lunghezza stecca lunga: 14 cm circa.

Colori → blu, grigio | Rif.n. → 211790 | → 212260



Circonferenza polso	Taglia
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large

**SellaXpress / SellaXpress Plus ADATTABILE****Art. 112840 (regular) - Art. 112860 (Plus)**

Ortesi per pollice con un elemento stabilizzatore integrato. Adattabile individualmente alle esigenze del paziente grazie alla struttura estremamente sottile e flessibile. Con apposita guida per il pollice. Con morbida imbottitura, quindi molto piacevole da indossare.

LA VERSIONE PLUS è più lunga, con un elemento stabilizzatore integrato fino all'articolazione interfalangea.

Colori → blu, grigio | Rif.n. → 211750 | → 211990



Circonferenza polso	Taglia
13 - 15 cm	x-small
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

**RhizoFlex - Ortesi anello per pollice (MAGAZZINO)****Art. 105100**

Ortesi ad anello per il pollice per la stabilizzazione e lo scarico dell'articolazione a sella del pollice. Design dell'ortesi estremamente sottile e funzionale. Mobilità libera delle dita e del polso. Elemento di stabilizzazione integrato, **sagomabile a freddo**.

Colori → grigio | Rif.n. → 211890

Circonferenza metacarpo	Taglia
15 - 17 cm	0
17 - 19 cm	1
19 - 21 cm	2
22 - 26 cm	3
Indicare destra o sinistra	



Tutto a portata di mano:  
maggiore stabilità  
funzionale per il polso.




**Manu Basic®**  
Art. 112920

Pelotta in silicone con un'apertura al processus styloideus ulnaris. Particolarmente elastico nella zona dell'articolazione del polso e dell'avambraccio. Stecca palmare termoplastica preformata e fascia Stabilo® per la stabilizzazione dell'articolazione del polso posizionabile a piacere.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	

Colori → argento, nero | Rif.n. → 212890




**Fasciatura per mano/pollice**  
Art. 112420

Lavorazione a maglia di forma anatomica. Categoria di compressione II. A sostegno del pollice e del polso, due stecche laterali e una stecca dorsale adattabile individualmente nella zona del pollice. Con ulteriore fascia Stabilo® per una maggiore stabilità.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large

Colori → carne | Rif.n. → 212590



**Activemed - Bendaggio per polso (MAGAZZINO)**  
Art. 220100

Polsiera compressiva mano-polso per il sostegno dell'articolazione del polso. Stecca palmare, in materiale termoplastico. Pelotta in silicone con incavo al processo stiloideo dell'ulna. Zona di espansione senza cuciture nella regione della commissura, avvolge in modo eccellente l'articolazione a sella del pollice.

Circonferenza polso	Taglia
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	

Colori → carne, grigio minerale | Rif.n. → 211690



**Stecca palmare medianus per polso (MAGAZZINO)**  
Art. 103300

Bendaggio classico per polso. Apribile sul dorso della mano grazie alle chiusure a velcro. L'inserimento risulta facilitato dal supporto incorporato. Stecca palmare in alluminio malleabile. Lunghezza: 16 cm.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	x-small
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
21 - 23 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	

Colori → carne, nero, blu | Rif.n. → 211390



**Stecca ManuCarpal®-SOFT**  
Art. 102100

Stecca leggera regolabile individualmente. Imbottita con materiale morbido e traspirante. Largo appoggio per le dita. Con chiusura per il pollice. 4 chiusure a velcro per un ampio fissaggio. Da portare soprattutto di notte.

Circonferenza polso	Taglia
13 - 15 cm	x-small
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → blu | Rif.n. → 213490






**Stecca per paresi**

Art. 103700

Immobilizzazione in posizione intrinseca - plus. In materiale termoplastico. Facilmente modificabile a 60°. Quindi facile da correggere e riadattare ai cambiamenti della struttura anatomica. Con perforazione. Completamente rivestita di materiale tessile all'interno. Lavabile.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	x-small
15 - 17 cm	small
17 - 19 cm	medium
19 - 21 cm	large
21 - 23 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	



Colori → carne | Rif.n. → 217550



**Supporto per polso con apertura pollice rifinita**

(MAGAZZINO)

Art. 112020

Di forma ottimizzata nella zona palmare. Lavorazione a maglia di forma anatomica. Con apertura per pollice rifinita per una maggiore stabilità. Classe di compressione II.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



Colori → carne, blu | Rif.n. → 211320




**Supporto per polso con apertura per pollice**

(MAGAZZINO)

Art. 112120

Di forma ottimizzata nella zona palmare. Lavorazione a maglia di forma anatomica. Con apertura per il pollice rifinita. Fascia Stabilo® rimovibile e posizionabile a piacere per un migliore effetto di supporto. Da portare a destra o sinistra.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 13 cm	x-small
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



Colori → carne, blu | Rif.n. → 211700



**Fasciatura per polso sport (MAGAZZINO)**

Art. 1410SP

Fascia leggera in neoprene per la stabilizzazione del polso con chiusura tramite velcro. Avvolgimento regolabile e design sportivo. Velcro High-grip. Resistente e adatto all'uso anche in acqua.

Taglia
Taglia unica
Indicare destra o sinistra

Colori → nero e verde | Rif.n. → 211190




**Fasciatura per polso (MAGAZZINO)**

Art. 112110

Fascia elastica a supporto dell'articolazione della mano con ampia chiusura a velcro. Larghezza 8 cm.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 17 cm	1
17 - 19 cm	2
19 - 22 cm	3



Colori → carne, nero, multicolore | Rif.n. → 210490



**Stabilo® Fascia per polso (MAGAZZINO)**

Art. 112010

Con chiusura a velcro e ulteriore fascia Stabilo® per un migliore effetto di supporto, regolabile a piacere. Larghezza 8 cm.

Circonferenza polso	Taglia
fino a 17 cm	1
17 - 19 cm	2
19 - 22 cm	3



Colori → carne, nero, bianco/blu | Rif.n. → 210790


Per mantenere la posizione:  
alleggerimento, stabilizzazione  
e tenuta per la spalla e il gomito.



**Epibasic**  
Art. 122600

Fascia per epicondilitis con due pelotte con speciale struttura per un massaggio intermittente. Lavorazione a maglia di forma anatomica e una zona speciale a pressione ridotta al di sopra dell'olecrano. Libertà di movimento dell'articolazione del gomito. Lunghezza 20 cm.

Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 212290



Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
20 - 22 cm	xx-small
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large



**Bort KubiTal Gomitiera imbottita**  
Art. 055100

Gomitiera con ampia imbottitura in tessuto SOFTflex lavorato a maglia per maggiore elasticità, stabilità e comfort d'uso. Ampia pelotta in silicone imbottita con un'apertura supplementare sull'olecrano per la stabilità della forma durante la flessione. Ampia protezione dell'intera regione del gomito.

Colori → blu, carne | Rif.n. → 212290




Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large



**Activemed Bendaggio per gomito**  
(MAGAZZINO)  
Art. 220200

Lavorazione a maglia tubolare in microfibra con pelotta ulnare e radiale in silicone. Con una zona elastica particolarmente confortevole nella zona dell'incavo per evitare irritazioni da pressione. Lunghezza: 20 cm.

Colori → carne, grigio | Rif.n. → 211790




Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large



**Gomitiera bielastica STECCATA**  
Art. 055200

Gomitiera compressiva con stecche laterali. Tessuto a filo continuo a maglie circolari. Elasticità longitudinale e trasversale. Classe di compressione II. Confortevole da indossare. Stecche laterali per una maggiore stabilità.

Colori → Argento | Rif.n. → 211450




Circonferenza gomito	Taglia
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large

**Gomitiera bielastica****Art. 054200**

Maglia tubolare, quindi senza cuciture. Elastica longitudinalmente e trasversalmente. Non si deteriora. Classe di compressione II.

Circonferenza gomito	Taglia
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large




Colori → carne | Rif.n. → 210990

**Gomitiera****Art. 104200**

Fasciatura stabile ma comoda e confortevole. Lavorazione a maglia di forma anatomica per un'aderenza ottimale.

Circonferenza gomito	Taglia
fino a 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large



Colori → carne | Rif.n. → 210940

**EpiContur con due pelotte****Art. 122500**

Bracciale per epicondiliti con due pelotte in silicone posizionabili a piacere. Sagomato, permette il fissaggio in prossimità dell'articolazione.

Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
21 - 25 cm	0
25 - 30 cm	1
30 - 35 cm	2



Colori → grigio, carne, blu | Rif.n. → 212180

**EpiContur con una pelotta****Art. 022500**

Bracciale per epicondiliti con una pelotta in silicone posizionabile a piacere. Di forma sagomata per un posizionamento preciso.

Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
21 - 35 cm	unica



Colori → carne, blu | Rif.n. → 211950

**Stabilo - Cinturino per epicondilitite ulnare****(MAGAZZINO)****Art. 122580**

Speciale cinturino per l'epicondilitite, scarica il lavoro dei tendini della muscolatura dell'avambraccio all'altezza del gomito. Grazie alla chiusura a velcro è possibile adattare a piacere la pressione. Di forma anatomica, quindi senza pressione sull'ulna.

Circonf. avambraccio 5 cm sotto il gomito	Taglia
22 - 23 cm	1
24 - 25 cm	2
26 - 27 cm	3
28 - 30 cm	4
31 - 34 cm	5



Colori → argento | Rif.n. → 211590

**KubiFX light - Ortesi per gomito****Art. 055350**

Confortevole da indossare e stabile grazie al design a telaio aperto. Materiale non elastico, con fodera in spugna all'interno. Con due stecche in alluminio estraibili e modellabili individualmente da 0° a 90°. Lunghezza ca. 39 cm.

Taglia
Taglia unica

Colori → nero | Rif.n. → 213450



**Per una schiena forte:  
correggere, stabilizzare,  
alleviare.**



**Fascia costale elastica per donna**

**Art. 102950**

Comfort ottimale grazie all'elevata permeabilità all'aria ed elasticità. Taglio sagomato in vita. Efficace stabilizzazione e sostegno della zona toracica. Il bendaggio è praticamente indistruttibile.  
Altezza: dorsale 16 cm, ventrale 12 cm.

Punto di misurazione:  
A = Uomo circonferenza  
torace all'altezza  
dei capezzoli



Colori → bianco | Rif.n. → 211350

Circonferenza torace B	Taglia
65 - 78 cm	small
78 - 91 cm	medium
91 - 106 cm	large
106 - 125 cm	x-large



**Fascia costale elastica per uomo**

**Art. 102850**

Comfort ottimale grazie all'elevata permeabilità all'aria ed elasticità. Taglio dritto. Efficace stabilizzazione e sostegno della zona toracica. Il bendaggio è praticamente indistruttibile.  
Altezza: 16 cm.

Punto di misurazione:  
A = Uomo circonferenza  
torace all'altezza  
dei capezzoli



Colori → bianco | Rif.n. → 211350


Circonferenza torace A	Taglia
65 - 78 cm	small
78 - 91 cm	medium
91 - 106 cm	large
106 - 125 cm	x-large



**Fasciatura per ernia ombelicale**

**Art. 104070**

Pelotta in silicone pronunciata con rinforzo in plastica. Come Art. No. 104 050  
Altezza 13 cm.



Colori → bianco | Rif.n. → 213980

Circonferenza vita	Taglia
60 - 95 cm	1
95 - 125 cm	2
125 - 150 cm	3


**Pelotta, disp. anche separatamente**  
13 cm



**Fasciatura per colostomia POSIZIONABILE**

**Art. 104010**

Fasciatura addominale circolare con predisposta per apertura per colostomia **POSIZIONABILE** a seconda dell'esigenza e **REGOLABILE** nella dimensione e nella forma tramite pratico stancil fornito con la fascia. Tessuto aderente vellutato, inserto dorsale elastico con 2 stecche di sostegno. Ampia fodera pelle- compatibile nell'area dello stoma.  
Lavabile a 90°C. Altezze: 15 cm o 22 cm.



Colori → bianco | Rif.n. → 214690

Circonferenza vita	Taglia
70 - 90 cm	small
90 - 115 cm	medium
115 - 150 cm	large


Indicare altezza 15 cm o 22 cm



**Fasciatura per colostomia (MAGAZZINO)**

**Art. 104090**

Fasciatura addominale circolare con speciale apertura variabile per colostomia. Tessuto aderente vellutato, inserto dorsale elastico con 2 stecche di sostegno. Ampio supporto nella zona della colostomia posizionabile a piacere.  
Lavabile a 90°. Altezze: 15 cm o 22 cm.



Colori → bianco | Rif.n. → 213990

Circonferenza vita	Taglia
70 - 90 cm	small
90 - 115 cm	medium
115 - 150 cm	large

Indicare altezza 15 cm o 22 cm



### LumboXpress Fascia dorsale con doppia chiusura

Art. 112600

Fascia elastica per la stabilizzazione del tratto lombare della colonna vertebrale. Quattro stecche di rinforzo dorsali, sagomate anatomicamente.

Altezza: ventrale 16 cm, dorsale 26 cm

Sistema di chiusura costruito appositamente ne facilita l'applicazione. Due cinghie.



Circonferenza vita	Taglia
70 - 80 cm	1
80 - 90 cm	2
90 - 100 cm	3
100 - 110 cm	4
110 - 120 cm	5
120 - 130 cm	6
130 - 140 cm	7

Colori → argento | Rif.n. → 215590




### Fascia dorsale

Art. 104690

Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale. Ortesi attiva, in tessuto a maglia sagomato anatomicamente.

Quattro stecche di rinforzo. Pelotta sacrale viscoelastica

Semplice da indossare, non faticoso e confortevole



Circonferenza vita	Taglia
70 - 80 cm	1
80 - 90 cm	2
90 - 100 cm	3
100 - 110 cm	4
110 - 120 cm	5
120 - 130 cm	6
130 - 140 cm	7

Colori → argento | Rif.n. → 214990




### Fascia dorsale

Art. 220800

Ortesi attiva per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale. Pelotta sacrale viscoelastica posizionabile a piacere. Confortevole da indossare grazie alle asole passanti. Due stecche nella regione del dorso.

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 22 cm.



Circonferenza vita	Taglia
65 - 80 cm	small
80 - 95 cm	medium
95 - 110 cm	large
110 - 125 cm	x-large
125 - 140 cm	xx-large

Colori → carne, grigio minerale | Rif.n. → 213990



### StabiloHip protettori

Art. 201100

Pantaloncino funzionale di alta qualità con protettori integrati in morbida schiuma viscoelastica con speciale effetto ammortizzante, facili da estrarre. Contenuto: 1 paio protettori e 1 pantaloncino.

Mis. donna	Mis. uomo	Taglia
38	46	small
40	48	medium
42	50	large
44	52	x-large
46/48	54/56	xx-large
50/52	58/60	xxx-large

Colori → bianco | Rif.n. → 212390

### StabiloHip Set Protettori

Art. 201120

Protettori di ricambio.

Contenuto: 1 Paio.

Taglia
Taglia unica

Rif.n. → 211160

### StabiloHip pantaloncino di ricambio

Art. 201200

Contenuto: 1 pezzo.

Mis. donna	Mis. uomo	Taglia
38	46	small
40	48	medium
42	50	large
44	52	x-large
46/48	54/56	xx-large
50/52	58/60	xxx-large

Colori → bianco | Rif.n. → 211290



Per mantenersi in movimento:  
la stabilizzazione funzionale che  
garantisce la massima mobilità.




### Ginocchiera con foro per rotula

Art. 114150

Pelotta in silicone viscoelastica. Una stecca per ogni lato. Pressione più leggera alle estremità. Sistema innovativo di taglie plus.

Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus



Colori → carne, argento | Rif.n. → 212990




### StabiloGen® Eco

Art. 114520

Bendaggio di fissaggio della rotula con pelotta in silicone. Una stecca per ogni lato. Maglia fisiologica 3D: aderenza antiscivolo durante qualsiasi movimento corporeo. Altamente elastico, la morbida zona di piegatura nel cavo popliteo previene costrizioni. Bordo antiscivolo in silicone a partire dalla taglia xx-large.

Misura-d	Misura-f	Taglia
23 - 26 cm	28 - 32 cm	bambini
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus



Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 212680



### Activemed Ginocchiera (MAGAZZINO)

Art. 220400

Ginocchiera in tessuto a maglia tubolare per il direzionamento e lo scarico dell'articolazione del ginocchio. In tessuto a maglia sagomata anatomicamente con pelotta in silicone ed una stecca per lato.

Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus



Colori → carne, grigio minerale | Rif.n. → 211890



### Asymmetric®

Art. 114700

Conduzione personalizzata della rotula verso mediale e distale tramite guide elastiche. Forma anatomica. Pelotta in silicone. 1 stecca per ogni lato. Zone di pressione ridotta sui bordi e nella regione poplitea. Sistema innovativo di taglie plus. Con bordo antiscivolo.

Misura-d	Misura-f	Taglia
26 - 29 cm	32 - 36 cm	small
29 - 33 cm	36 - 40 cm	medium
29 - 33 cm	40 - 44 cm	medium plus
33 - 37 cm	40 - 44 cm	large
33 - 37 cm	44 - 48 cm	large plus
37 - 41 cm	44 - 48 cm	x-large
37 - 41 cm	48 - 52 cm	x-large plus
41 - 45 cm	52 - 56 cm	xx-large
41 - 45 cm	56 - 60 cm	xx-large plus
45 - 49 cm	60 - 64 cm	xxx-large
45 - 49 cm	64 - 68 cm	xxx-large plus



Colori → argento | Rif.n. → 214850

Indicare destra o sinistra



### Stecca immobilizzante con apertura per rotula

Art. 145000

Rivestita internamente con tessuto in spugna. Con apposite tasche per stecche mediali e laterali posizionabili a piacere. Tre pezzi. Le stecche metalliche possono essere rimosse per il lavaggio. Chiusure a velcro. Immobilizzazione in flessione a 0° o 20°.

Altezza corpo	Lunghezza stecca	Taglia
80 - 145 cm	38 cm	bambini
145 - 155 cm	45 cm	1
155 - 165 cm	50 cm	2
165 - 180 cm	55 cm	3
da 180 cm	60 cm	4

Indicare grado di flessione 0 o 20 gradi

Colori → nero | Rif.n. → 212990



### Ginocchiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)

Art. 1440SP

Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico. Effetto di supporto, tenuta antiscivolo  
 – classe di compressione ii  
 – lunghezza: 30 cm

Circonferenza ginocchio	Taglia
meno di 32 m	small
32 - 37 cm	medium
37 - 42 cm	large
42 - 47 cm	x-large
47 - 52 cm	xx-large



Colori → nero e verde | Rif.n. → 211090




### Ginocchiera bielastica (MAGAZZINO)

Art. 054400

Elastica longitudinalmente e trasversalmente. Non si deteriora, lavorazione a maglia tubolare. Classe di compressione II.

Circonferenza ginocchio	Taglia
meno di 31 m	small
31 - 37 cm	medium
37 - 42 cm	large
42 - 48 cm	x-large
48 - 54 cm	xx-large



Colori → carne, blu | Rif.n. → 210990



### Fascia per tendine rotuleo

Art. 114010

Cosiddetto bendaggio Kasseler. Imbottitura di compressione in silicone inserita nella fascia tutore. Trazioni inverse con chiusura a velcro. La morbida fascia di contenimento e il materiale elastico a tiraggio limitato migliorano il comfort nel cavo popliteo. Taglio anatomico ottimizzato. Lavabile.

Circonferenza ginocchio sotto la rotula	Taglia
fino a 34 cm	1
34 - 41 cm	2
41 - 48 cm	3



Colori → nero | Rif.n. → 211690



### Fascia per tendine rotuleo

Art. 114010SP

Imbottitura di compressione in silicone inserita nella fascia tutore sportiva. Trazioni inverse con chiusura a velcro. La morbida fascia di contenimento e il materiale elastico a tiraggio limitato migliorano il comfort nel cavo popliteo. Taglio anatomico ottimizzato. Lavabile.

Circonferenza ginocchio sotto la rotula	Taglia
fino a 34 cm	1
34 - 41 cm	2
41 - 48 cm	3



Colori → nero/verde | Rif.n. → 211790



**Il piacere di camminare:  
protezione completa e stabilità  
ad ogni passo.**




**AchilloStabil® Plus Sport (SPECIFICO TALLONE)**

**Art. 053100SP**

Cavigliera attiva per il tendine d'Achille con ampia pelotta strutturata in silicone. Zona confortevole ricavata nella regione della tibia grazie alla lavorazione a maglia funzionale DynamicFlex. COOLMAX® elimina l'umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large



Colori → nero/verde | Rif.n. → 213990




**AchilloStabil® Eco (SPECIFICO TALLONE)**

**Art. 054900**

Lavorazione a maglia 3D fisiologica. Pressione ridotta sul tendine di Achille grazie ad una speciale tallonetta opzionale ed un inserto profilato nella zona paracillare. Il tallone imbottito assicura una corretta postura evitando differenze nella lunghezza delle gambe.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large



Colori → argento, nero | Rif.n. → 213640




**TaloStabil® Eco**

**Art. 054600**

Lavorazione a maglia 3D fisiologica. Riduzione della pressione nella parte alta della caviglia. Con due pelotte in silicone. Classe di compressione II.

Circonferenza caviglia	Taglia
17 - 19 cm	Bambini
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large



Colori → carne, argento, nero | Rif.n. → 211920




**Activemed Cavigliera (MAGAZZINO)**

**Art. 220600**

Cavigliera con lavorazione a maglia tubolare e due pelotte in silicone per un massaggio intermittente. Forma anatomica sul tallone. Classe di compressione II.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large



Colori → carne, grigio minerale | Rif.n. → 211690



**Fascia astragalo-calcaneare Helix S SPIRALDYNA-MIK®**

Art. 053200

Cavigliera per il supporto della torsione del retro piede e per alzare il collo del piede


Imbrigliatura funzionale di ausilio nel caso di deformità del piede classiche

Fasce elastiche e sottili

Ausilio per l'inserimento a parte

Confezione: 1 pezzo

Circonferenza caviglia	Taglia
17 - 19 cm	bambini
19 - 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
Indicare destra o sinistra	



Colori → nero | Rif.n. → 213350



**Stabilo® Cavigliera**

Art. 114100

Bendaggio per caviglia con allacciatura per la stabilizzazione dell'articolazione astragalo calcaneare e talocrurale

Manipolazione sicura grazie agli elementi a ganci-occhielli variabili

Grado di stabilizzazione regolabile. Fascia a velcro Stabilo® per una maggiore stabilizzazione e limitazione del movimento in avanti dell'astragalo.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 19 cm	x-small
19 - 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large

Colori → grigio | Rif.n. → 213490



**Cavigliera ActiveColorSport (MAGAZZINO)**


Art. 1450SP

Classe di compressione II (b - d). Lavorazione a maglia di forma anatomica. Ottima vestibilità.

Lunghezza: 23 cm.

Confezione: pezzo.

Circonferenza polpaccio	Taglia
fino a 33 cm	small
33 - 38 cm	medium
38 - 43 cm	large
43 - 47 cm	x-large



Colori → carne, nero | Rif.n. → 210970



**Cavigliera bielastica (MAGAZZINO)**


Art. 054500

Cavigliera semplice di forma anatomica con calcagno chiuso

Classe di compressione II. Molto sottile, gradevole da portare

Lavorazione a maglia tubolare, quindi senza cucitura.

Circonferenza caviglia	Taglia
fino a 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large



Colori → carne, blu | Rif.n. → 210880



**Stecca peroneale lunga**

Art. 470630

Stecca leggera in polipropilene. Chiusura a velcro, per adattarla in modo individuale alle diverse dimensioni del polpaccio. Realizzazione con plantare lungo. Rifinitura termoplastica possibile. Da indossare nelle scarpe chiuse.

Misura scarpa	Taglia
35 - 37	small
37 - 39	medium
39 - 41	large
41 - 44	x-large
Indicare destra o sinistra	

Colori → bianco | Rif.n. → 211990



### GENERATION Correttore triplo per alluce valgo

Art. 215930 (MAGAZZINO)

Forma anatomica, stecca e elastici di regolazione della tensione. Pelotta di protezione e posizionamento. Regolabile e facilmente applicabile tramite velcri. Materiale elastico e confortevole a contatto con la pelle.

3 modi d'uso: 1 indossabile nelle calzature solo con elastico di tensione.

2 con elastici e stecca plastica media. 3 con elastici e stecca in alluminio rigida.

Confezione: pezzo.

Misura scarpa	Taglia
35-37	0
38-40	1
41-43	2
Indicare destra o sinistra	

ESPOSITORE DISPONIBILE Art. No. 215 950

Contenuto 8 PEZZI: 2 x Taglia 0, 4 x Taglia 1, 2 x Taglia 2

Misure: altezza 31 cm, larghezza 20 cm, profondità 25 cm.



Colori → blu/nero | Rif.n. → 211490 | Rif.n. → 2111920



### Correttore per alluce valgo

Art. 930010 (MAGAZZINO)

Forma anatomica, massimo comfort grazie alle ampie imbottiture interne in spugna di polietilene (Plastazote). Finestra di areazione sul dito. Due fasce a velcro regolabili permettono l'esatta impostazione della leva.

Confezione: pezzo.

Misura scarpa	Taglia
fino a 38	small
38 - 41	medium
da 41	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → bianco/blu | Rif.n. → 210830



### Correttore SOFT con stecca per alluce valgo

Art. 930030

Correttore in tessuto con stecca per la correzione o la stabilizzazione postoperatoria dell'articolazione metatarso-falangea. Stecca laterale di rinforzo e piano di supporto e stabilizzazione rimuovibile per tutte le dita.

Si può aprire completamente tramite velcro. Funziona anche come fascia. Confezione: pezzo.



Circonferenza avampiede	Taglia
16-19 cm	small
19-22 cm	medium
22-25 cm	large
Indicare destra o sinistra	

Colori → nero | Rif.n. → 211850



### Fasciatura metatarsiale con pelotta

Art. 112070


Fascia elastica. Pelotta estraibile inserita in una tasca.

Confezione: paio.



Circonferenza avampiede a	Taglia
16 cm	22 cm
17 cm	23 cm
18 cm	24 cm
19 cm	25 cm
20 cm	26 cm
21 cm	
Indicare la misura della circonferenza	

Colori → carne | Rif.n. → 211050



### Fascia per polpaccio

Art. 116250

Classe di compressione II (b - d). Lavorazione a maglia di forma anatomica.

Ottima vestibilità.

Lunghezza: 23 cm.

Confezione: pezzo.

Circonferenza polpaccio	Taglia
fino a 33 cm	small
33 - 38 cm	medium
38 - 43 cm	large
43 - 47 cm	x-large

Colori → carne, nero | Rif.n. → 211240

**MEDDY Scarpa Post-op sgravio****Art. C90001**

Ultraleggera. Calzatura completamente apribile tramite velcro. Suola rigida. Zona di scarico del peso. Tessuto sagomabile in punta. Fondo ultraleggero in microporosa. Adatta alla degenza post trauma e post operatoria  
Confezione: pezzo.

Colori → nero | Rif.n. → 211490

**Misura scarpa**

35/36
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46
47/48

**MEDDY - Scarpa Post operatoria a suola rigida****Art. C90002**

Ultraleggera. Calzatura completamente apribile tramite velcro. Suola rigida. Adatta alla degenza post trauma e post operatoria  
Confezione: pezzo.

Colori → avorio | Rif.n. → 211290

**Misura scarpa**

35/36
37/38
39/40
41/42
43/44
45/46

**Scarpa ortopedica Comfort****Art. 930320**

Presenza sicura e comfort. Facile da indossare grazie alla completa apertura con chiusura lampo sul tallone. Apertura extra-large nella zona dell'avampiede e delle dita. Regolazione individuale della larghezza tramite chiusura a velcro. Suola antiscivolo molto resistente.  
Confezione: paio.

Colori → nero | Rif.n. → 212990

**Misura scarpa**

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	

**Scarpa ortopedica apribile****Art. 930180**

Molto confortevole grazie all'impiego di materiali traspiranti. Con suola antiscivolo. Plantare e suola in EVA facili da adattare e riadattare alla forma del piede. Completamente apribile, quindi facile da indossare.  
Confezione: pezzo.

Colori → nero | Rif.n. → 212150

**Misura scarpa**

34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47

**Scarpa sgravio dell'avampiede****Art. 930140**

Per uno scarico mirato grazie alla ripartizione della pressione sul tallone. Facile da adattare individualmente alla forma del piede e suola EVA. Elevato comfort di vestibilità grazie al materiale traspirante. Con suola antiscivolo e supporto alla rotazione del piede.  
Confezione: pezzo.

Colori → nero | Rif.n. → 212490

**Misura scarpa**

33 - 35
36 - 38
39 - 41
42 - 44
45 - 47

**Scarpa sgravio tallone****Art. 930160**

Per uno scarico mirato del tallone grazie alla ripartizione della pressione sul metatarso e sulla parte anteriore del piede. Facile da adattare individualmente alla forma del piede e suola EVA. Materiale traspirante. Con suola antiscivolo. Lato concavo del tallone per una migliore stabilità.  
Confezione: pezzo.

Colori → nero | Rif.n. → 212290

**Misura scarpa**

35 - 37
38 - 40
41 - 43
44 - 46



**Tallonetta in silicone (MAGAZZINO)**

**Art. 930050**

Riduce gli effetti degli urti sulle articolazioni della caviglia, del ginocchio, dell'anca e sulla spina dorsale. Con bordi rialzati.

Altezza: 6 mm.  
Confezione: paio.

Misura scarpa	Taglia
36 - 38	small
39 - 41	medium
42 - 44	large
45 - 47	x-large

Colori → trasparente | Rif.n. → 210740



**Tallonetta per speroni (MAGAZZINO)**

**Art. 950220**

Con imbottitura estraibile, coesiva, quindi ideale anche nei sandali. La parte sul piede è rivestita con uno speciale materiale in spugna. Lavabile, quindi molto igienico. Altezza: 6 mm.

Confezione: paio.

Misura scarpa	Taglia
32 - 35	A
36 - 40	B
41 - 44	C
45 - 48	D

Colori → trasparente/blu | Rif.n. → 211690



**Tallonetta in silicone SOFTSPOT (MAGAZZINO)**

**Art. 930070**

Imbottitura in silicone per fascite plantare con appoggio SoftSpot, adatto a tutti i tipi di scarpe. Maggiore ammortizzazione dei colpi. Impronta a conchiglia del calcagno. Sottofondo anatomico morbido per lo sperone del calcagno. Altezza: 6 cm. Antiscivolo, lavabile. Confezione: paio

Misura scarpa	Taglia
36 - 38	small
39 - 41	medium
42 - 44	large
45 - 47	x-large

Colori → trasparente | Rif.n. → 211090



**Tallonetta di compensazione (MAGAZZINO)**

**Art. 950240**

Per la dismetria degli arti inferiori, coesiva, quindi ideale anche per le scarpe aperte. Lato del piede rivestito. Lavabile, quindi molto igienica.

Altezze: 5 mm, 10 mm.  
Confezione: pezzo.

Misura scarpa	Taglia
fino a 40	small
da 40	large
Indicare altezza 5mm o 10mm	

Colori → trasparente/blu | Rif.n. → 210930



**Tallonetta di compensazione in silicone (MAGAZZINO)**

**Art. 930200**

Tallonetta in silicone per la dismetria degli arti inferiori. Da indossare nella scarpa.

Altezze: 3 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm.  
Confezione: pezzo.

Misura scarpa	Taglia
33 - 35	bambini
36 - 39	small
40 - 43	medium
44 - 47	large
Indicare altezza 3mm - 5 mm - 8mm - 10mm	

Colori → trasparente/blu | Rif.n. → 210480



**Impasto terapeutico standard 80g**

**Art. 951500**

Pasta di silicone in 6 diverse consistenze, senza latex. Rende possibili un gran numero di esercizi terapeutici per le dita e la mano. Per esercizi individuali, per favorire la motricità, il movimento di chiusura della mano e il movimento dei tendini. Per rafforzare i muscoli delle dita, della mano e dell'avambraccio. Ogni confezione viene fornita di una guida con 12 esercizi differenti.

Contenuto 80g		
Consistenza	Colore	Articolo n.
extra morbido	azzurro	951502
morbido	rosa	951503
medio-morb.	verdino	951504
medio	blu	951505
medio-duro	viola	951506
duro	verdone	951507

Colori → in base alla consistenza | Rif.n. → 210900



### EasyLife Aiuto prensile in varie lunghezze

Art. 118100/118150/118170/118190

Con speciali labbra in gomma per prendere autonomamente piccoli oggetti (aghi, ecc.). Con 2 regolazioni Leva corta - forza manuale per capacità prensile della mano non limitata. Leva più lunga - forza inferiore per capacità prensile della mano limitata. Con arresto in modo che gli oggetti raccolti rimangano nella presa anche dopo il rilascio della leva.

Lunghezza	Articolo	Rif.n.
Snodato 75/40cm	118100	213730
50 cm	118150	212990
75 cm	118170	213060
90 cm	118190	213230

Colori → bianco/blu | Rif.n. → tabella



### EasyLife Aiuto prensile in alluminio (MAGAZZINO)

Art. 117170

Pinza afferratutto in alluminio. Adatta per afferrare autonomamente oggetti piccoli (aghi, ecc.) e grandi. Impugnatura ergonomica con sistema di arresto. Con regolazione della forza.

#### Lunghezza bastone

75 cm

Colori → alluminio/blu | Rif.n. → 211750



### Imbottitura per stampelle (MAGAZZINO)

Art. 190800

Imbottitura autoaderente per stampelle avambraccio. Superficie con fodera tessile, forma stabile, 11 x 7,5 cm. Confezione: paio. Ritagliabile in modo da poter essere sagomata sulla forma della stampella e quindi applicata nella zona d'appoggio.

#### Taglia

Taglia unica

Colori → blu, nero | Rif.n. → 210420



### Imbottitura per stampelle (MAGAZZINO)

Art. 190820

Interno in neoprene, esterno in tessuto. Chiusura a velcro nascosta. Misure: 10 x 10 cm. Confezione: paio.

#### Taglia

Taglia unica

Colori → nero | Rif.n. → 210540



### EasyLife Tagliapillole (MAGAZZINO)

Art. 108040

Permette di dividere facilmente pasticche, farmaci e vitamine. Con lama affilata ed inossidabile. Facile da pulire.

#### Taglia

taglia unica

Colori → trasparente, blu | Rif.n. → 210490



### Codyn Cuscino (MAGAZZINO)

Art. 190530

Speciale cuscino ad anello con apertura nella regione coccigea, gonfiabile, con valvola, ideale per ogni tipo di necessità. Indicato per coccigodinia. Diametro interno ca. 16 cm, in lamina di poliuretano.

#### Taglia

taglia unica circa 45 x 45 cm

Colori → blu | Rif.n. → 212680

**active**  
COLOR

Segmenti compressivi stabilizzanti  
da indossare durante il lavoro,  
l'attività sportiva e il tempo libero.



**ActiveColor Polsiera (MAGAZZINO)**

**Art. 1410**

Fascia per il polso con ulteriore chiusura a velcro per una compressione personalizzata. Larghezza: 8 cm.



Colori → bianco, rosso, blu, carne, nero | Rif.n. → 210920

Circonferenza polso	Taglia
fino a 19 cm	medium
19 - 21 cm	large



**ActiveColor Fascia pollice e mano (MAGAZZINO)**

**Art. 1470**

– Polsiera elastica per una facile stabilizzazione del polso  
– calzabilità ottimizzata nella regione palmare. Tessuto a maglia sagomato anatomicamente. apertura per pollice rifinita  
– Sollievo in caso di sforzi notevoli



Colori → blu, carne, nero | Rif.n. → 211190


Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



**ActiveColor Fascia per gomito (MAGAZZINO)**

**Art. 1420**

– Bendaggio compressivo in tessuto a maglie circolari  
– Elasticità longitudinale e trasversale  
– classe di compressione II  
– Sollievo in caso di sforzi notevoli  
– lunghezza: 22 cm



Colori → rosso, blu, carne, nero | Rif.n. → 210980


Circonferenza gomito	Taglia
fino a 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large



**ActiveColor Fascia dorsale (MAGAZZINO)**

**Art. 1490**

– Fascia attiva dorsale leggera per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna vertebrale – Due stecche nella regione del dorso  
– Sollievo in caso di sforzi notevoli – Stabilizzazione molto efficace grazie al tessuto a maglia elastico  
– altezze: anteriore 17 cm, dorsale 22 cm



Colori → carne, nero | Rif.n. → 212900

Circonferenza vita	Taglia
65 - 80 cm	small
80 - 95 cm	medium
95 - 110 cm	large
110 - 125 cm	x-large



**ActiveColor Fascia per coscia (MAGAZZINO)****Art. 1430**

Fascia cosciale attiva. Tessuto a maglia rettilinea sagomato anatomicamente. Classe di compressione II - Utilizzo preventivo in caso di previsione di sforzo prolungato.

– lunghezza: 21 cm

Circonferenza coscia	Taglia
fino a 43 cm	small
43 - 50 cm	medium
50 - 56 cm	large
56 - 61 cm	x-large



Colori → carne, blu | Rif.n. → 211250


**ActiveColor Ginocchiera (MAGAZZINO)****Art. 1440**

Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico. Effetto di supporto, tenuta antiscivolo.

– classe di compressione II  
– lunghezza: 30 cm

Circonferenza ginocchio	Taglia
meno di 32 cm	small
32 - 37 cm	medium
37 - 42 cm	large
42 - 47 cm	x-large
47 - 52 cm	xx-large

XL e XXL non disponibili in rosso



Colori → rosso, blu, carne, nero | Rif.n. → 211090


**ActiveColor Cavigliera (MAGAZZINO)****Art. 1450**

Cavigliera in tessuto a maglie circolari per il supporto dell'articolazione della caviglia. Forma anatomica, sagomatura estroflessa del calcagno rinforzato. Bordino confortevole. Indossabile anche con scarpe comode.

– classe di compressione II  
– lunghezza: 23 cm

Circonferenza caviglia	Taglia
meno di 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large

XL e XXL non disponibili in rosso



Colori → rosso, blu, carne, nero | Rif.n. → 210950

**ActiveColor Starter Kit A****Art. 1417**

Contenuto (assortito per dimensioni e colori, anche secondo le vostre specifiche):

3 x Fascia per il polso, 4 x Bendaggio per pollice e mano, 3 x Stecca per polso palmare, 2 x Fascia per gomito, 2 x Bendaggio dorsale, 2 x Fascia per coscia, 4 x Ginocchiera, 4 x Cavigliera.


Misure: altezza 60 cm, larghezza 47,5 cm, profondità 20,5 cm.



**Stecca pollice ActiveColorSport (MAGAZZINO)**

**Art. 1370SP**

Ortesi in Neoprene per il polso per la stabilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea e a sella del pollice. Offre supporto anche in situazioni di sovraccarico. Elementi aggiuntivi di stabilizzazione del pollice. Regolabile tramite velcro posizionabile individualmente, adattabile. Resistente all'utilizzo in acqua.



Colori → nero e verde | Rif.n. → 211190

Circonferenza polso	Taglia
13 - 17 cm	small
17 - 21 cm	large
Indicare destra o sinistra	



**Fasciatura polso ActiveColorSport (MAGAZZINO)**

**Art. 1410SP**

Fascia leggera in neoprene per la stabilizzazione del polso con chiusura tramite velcro. Avvolgimento regolabile e design sportivo. Velcro High-grip. Resistente e adatto all'uso anche in acqua.

Taglia
Taglia unica
Indicare destra o sinistra


Colori → nero e verde | Rif.n. → 211190



**Fascia polsmano ActiveColorSport (MAGAZZINO)**

**Art. 1470SP**

Polsiera elastica per una facile stabilizzazione del polso  
Calzabilità ottimizzata nella regione palmare. Tessuto a maglia sagomato anatomicamente. apertura per pollice rifinita  
Sollievo in caso di sforzi notevoli



Colori → nero e verde | Rif.n. → 211270


Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



**Gomitiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)**

**Art. 1420SP**

Bendaggio compressivo per il gomito in tessuto a maglie circolari  
Elasticità longitudinale e trasversale. Classe di compressione II  
Sollievo in caso di sforzi notevoli.  
Lunghezza: 22 cm  
Regola la traspirazione con le fibre comfort



Colori → nero e verde | Rif.n. → 211190


Circonferenza polso	Taglia
fino a 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large



**Ginocchiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)**

**Art. 1440SP**

Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico  
Effetto di supporto, tenuta antiscivolo  
Classe di compressione II  
Lunghezza: 30 cm



Colori → nero e verde | Rif.n. → 211090


Circonferenza ginocchio	Taglia
meno di 32 m	small
32 - 37 cm	medium
37 - 42 cm	large
42 - 47 cm	x-large
47 - 52 cm	xx-large



**Cavigliera ActiveColorSport (MAGAZZINO)**


**Art. 1450SP**

Cavigliera in tessuto a maglie circolari per il supporto dell'articolazione della caviglia. Forma anatomica, sagomatura estroflessa del calcagno rinforzato  
Bordino confortevole Indossabile anche con scarpe comode  
- classe di compressione II  
- lunghezza: 23 cm



Colori → nero e verde | Rif.n. → 210950

Circonferenza caviglia	Taglia
meno di 21 m	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large



### Set 12 palline per esercizi di riabilitazione mano

Art. R012 (MAGAZZINO)

Palline in schiuma poliuretaniche adatti all'esercitazione dei muscoli della mano e alla riabilitazione.

Diametro 7 cm. Confezione da 12 palline a colori misti:

composizione indicativa (secondo disponibilità)

3 palline gialle - 3 palline rosse - 3 palline verdi - 3 palline blu

#### Misura

Misura unica, diametro 7 cm

Colori → Mix: rosso-verde-blu-giallo | Rif.n. → 212520 - 210210



### Set 12 ovetti per esercizi di riabilitazione mano

Art. R112 (MAGAZZINO)

Ovetti in schiuma poliuretaniche adatti all'esercitazione dei muscoli della mano e alla riabilitazione. Adatti a mano più piccole

Diametro 5 cm. Confezione da 12 ovetti a colori misti:

composizione indicativa (secondo disponibilità)

6 ovetti verdi - 6 ovetti blu

#### Misura

Misura unica, diametro (al centro) 5 cm

Colori → Mix: verde-blu | Rif.n. → 212520 - 210210



### M-roller Roller in legno medio a 3 rulli

Art. R112190 (MAGAZZINO)

Roller di alta qualità in legno verniciato a tre rulli rotanti.

La speciale verniciatura lo rende silenzioso durante l'utilizzo e piacevolmente

liscio al tatto. Tre rulli composti da anelli indipendenti grande/piccolo

stimolano la circolazione e donano una sensazione di benessere e rilassatezza.

Gommino antiscivolo per impedirne lo scivolamento durante l'utilizzo.

Misure e peso: 20cm L x 11cm P x 6cm H - 100% Made in Germany

#### Taglia

taglia unica

Rif.n. → 210990



### X-roller Roller in legno grande a 7 rulli

Art. R112200 (MAGAZZINO)

Roller di alta qualità in legno verniciato a sette rulli rotanti.

La speciale verniciatura lo rende silenzioso durante l'utilizzo e piacevolmente

liscio al tatto. Sette rulli composti da anelli indipendenti grande/piccolo

stimolano la circolazione e donano una sensazione di benessere e rilassatezza.

Gommino antiscivolo per impedirne lo scivolamento durante l'utilizzo.

Misure e peso: 20cm L x 25cm P x 6cm H - 100% Made in Germany

#### Taglia

taglia unica

Rif.n. → 211990

**PEDI SOFT®** La protezione morbida in silicone, ideale anche per diabetici.  
**Silikon & Gel**

**I vantaggi PediSoft®**

- È morbido e levigato come la pelle stessa e perciò risulta molto piacevole da portare.
- Grazie all'effetto memoria si adegua perfettamente al profilo di ogni parte del piede senza scivolare e dopo ogni utilizzo ritorna alla sua forma originale.
- È durevole, non si deteriora, pensato per ripetuti utilizzi (eccetto cerotto antipressione e anticalli).
- È lavabile con sapone e all'occorrenza può essere disinfettato, risultando così più igienico rispetto ad altri materiali.



**Divaricatore per dita**

**Art. 107010 (MAGAZZINO)**  
 Separa dita ravvicinate e molto aderenti, protegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli. Contenuto: **2 pezzi**. Po Ivere balsamica inclusa.  
 → **small** (lunghezza 2,5 cm)  
 → **large** (lunghezza 3,0 cm)

Rif.n. → 210450



**Divaricatore per dita con anello**

**Art. 107630 (MAGAZZINO)**  
 Separa dita ravvicinate e molto aderenti, protegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli. Fissazione tramite anello. Contenuto: **2 pezzi**.  
 → **small** (lunghezza 2,5 cm)  
 → **large** (lunghezza 3,0 cm)

Rif.n. → 210520



**Divaricatore per dita con protezione per alluce valgo**

**Art. 107140 (MAGAZZINO)**  
 Separa dita ravvicinate e molto aderenti, protegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli. Sollievo immediato e durevole per problemi di alluce valgo. Contenuto: **1 pezzo**.

Rif.n. → 210690



**Separatore per dita**

**Art. 107020 (MAGAZZINO)**  
 Separa dita ravvicinate e molto aderenti, protegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli. Contenuto: **2 pezzi**. Polvere balsamica inclusa.  
 → **small** (lunghezza 3,5 cm)  
 → **large** (lunghezza 4,5 cm)  
 → **x-large** (lunghezza 5,0 cm)

Rif.n. → 210340



**Protezione alluce valgo**

**Art. 107030 (MAGAZZINO)**  
 Sollievo immediato e durevole per problemi di alluce valgo. Contenuto: **1 pezzo**. Polvere balsamica inclusa.

Rif.n. → 210955



**Anello in silicone**

**Art. 107060 (MAGAZZINO)**  
 Per alleggerire la pressione sulle dita, specialmente per il dito a martello. Contenuto: **2 pezzi**.  
 → **small** (Ø 12 mm)  
 → **large** (Ø 15 mm)

Rif.n. → 210490



**Cappuccio per le dita di mani e piedi**

**Art. 107640 (MAGAZZINO)**  
 Cappuccio in gel con foro per areazione. Per lo sgravio della pressione sulle dita delle mani o dei piedi. Contenuto: **2 pezzi**.  
 → **small** (Ø 20 mm)  
 → **large** (Ø 30 mm)

Rif.n. → 210520



**Cuscino di scarico avampiede**

**Art. 107120 (MAGAZZINO)**  
 Per alleviare la pressione sull'avampiede. Da inserire direttamente nella scarpa. Contenuto: **1 pezzo**. Polvere balsamica inclusa.

Rif.n. → 210570



**Cuscino per avampiede**

**Art. 107080 (MAGAZZINO)**  
 Per alleviare la pressione sull'avampiede e come supporto della volta plantare. Contenuto: **2 pezzi**. Polvere balsamica inclusa.

Rif.n. → 210730



**Protezione per l'avampiede**

**Art. 107680 (MAGAZZINO)**  
 Per lo sgravio della pressione sulla parte anteriore del piede e per il sostenimento del plantare. **Con anello in gel** per assicurare il fissaggio sul dito. Contenuto: **1 paio**.

Rif.n. → 210620

**PEDI SOFT®**  
Silikon & Gel

La protezione morbida in silicone, ideale anche per diabetici.

**I vantaggi PediSoft®**

- È morbido e levigato come la pelle stessa e perciò risulta molto piacevole da portare.
- Grazie all'effetto memoria si adegua perfettamente al profilo di ogni parte del piede senza scivolare e dopo ogni utilizzo ritorna alla sua forma originale.
- È durevole, non si deteriora, pensato per ripetuti utilizzi (eccetto cerotto antipressione e anticalli).
- È lavabile con sapone e all'occorrenza può essere disinfettato, risultando così più igienico rispetto ad altri materiali.



**Tallonetta cuscinetto calcaneare**

**Art. 107070 (MAGAZZINO)**

Per alleggerire la pressione in caso di spinta calcaneare. In caso di dolori alle articolazioni di caviglia, ginocchio, anca, zona del tallone e collo del piede. Altezza: **6 mm**. Contenuto: **1 paio**.

- **small** (misura scarpa fino a 40)
- **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211050



**Protezione per il dito melleo**

**Art. 107130 (MAGAZZINO)**

Sollievo immediato e durevole per problemi del dito melleo.

Contenuto: **1 pezzo**.  
Polvere balsamica inclusa.

Rif.n. → 210590



**Imbottitura per dita**

**Art. 107100 (MAGAZZINO)**

Procura immediato sollievo alle dita anche in caso di posizioni errate.

Contenuto: **1 pezzo**.  
Polvere balsamica inclusa.  
Indicare destra o sinistra.

Rif.n. → 210480



**Doppio anello separatore per dita**

**Art. 107150 (MAGAZZINO)**

Separare e mantiene in posizione le dita dei piedi. Protegge dalle irritazioni e sfregamenti

Contenuto: **2 pezzi**.  
→ **small** (1,5 cm diametro)  
→ **large** (3,5 cm diametro - indicato per alluce)

Rif.n. → 210520



**Suoletta silicone**

**Art. 107160 (MAGAZZINO)**

Suoletta in silicone per l'ammortizzazione della camminata e l'alleggerimento degli urti.

Autoadesiva non si muove all'interno della calzatura.  
Contenuto: **1 paio**.

Rif.n. → 210890



**PediSoft Espositore da banco BIG**

**Art. 107229**



**PediSoft Espositore da banco SMALL**

**Art. 107227**



## Con fodera tessile per piedi delicati.

### I vantaggi di PediSoft®-TexLine

- Resistenza - multiuso - si adatta perfettamente alla parte da proteggere.
- Igienica e confortevole sulla pelle.
- Massimo comfort con fodera tessile.

- Il cuscino in silicone distribuisce la pressione in modo uniforme e protegge il piede.
- Lavabile a 30° (tranne Art. No. 137 120).
- Grazie all'effetto memory, dopo l'uso torna sempre alla forma originale.



### Protezione per alluce valgo

**Art. 137140 (MAGAZZINO)**

Sollievo immediato e durevole per problemi di alluce valgo.

Contenuto: **2 pezzi**.

Rif.n. → 210890



### Cuscino per alluce valgo

**Art. 137030 (MAGAZZINO)**

Rapida e duratura riduzione del dolore all'alluce valgo. Piacevole da indossare.

Contenuto: **1 pezzo**.

→ **small** (misura scarpa fino a 40)

→ **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211100



### Cuscino per avampiede PAIO

**Art. 137080 (MAGAZZINO)**

Per alleggerire la pressione nella zona dell'avampiede. Contenuto: **1 PAIO**.

→ **small** (misura scarpa fino a 40)

→ **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211940



### Cuscino per avampiede/alluce valgo PAIO

**Art. 137040 (MAGAZZINO)**

Per alleggerire uniformemente la pressione sull'avampiede e sull'alluce. Contenuto: **1 PAIO**.

→ **small** (misura scarpa fino a 40)

→ **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211890



### Cuscino per metatarso e alluce valgo PAIO

**Art. 137090 (MAGAZZINO)**

Per la riduzione del dolore in caso di pressione sull'alluce valgo e dito melleo e riduzione della pressione sull'avampiede. Contenuto: **1 PAIO**.

→ **small** (misura scarpa fino a 40)

→ **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211890



### Cuscinetto per la correzione del dito a martello

**Art. 137120 (MAGAZZINO)**

Per la correzione della posizione difettosa. Possibilità di correggere contemporaneamente fino a tre dita. Contenuto: **1 pezzo**.

→ **small** (misura scarpa fino a 39)

→ **large** (misura scarpa da 40)

Rif.n. → 210720



### Cappuccio per avampiede PAIO

**Art. 137130 (MAGAZZINO)**

Per alleviare la pressione sulle dita e sull'avampiede. Con materiale sottile e quindi da indossare senza problemi nella scarpa.

Contenuto: **1 PAIO**.

→ **small** (misura scarpa fino a 40)

→ **large** (misura scarpa da 41)

Rif.n. → 211290



### Bendaggio tubolare

**Art. 137060 (MAGAZZINO)**

Bendaggio tubolare con rivestimento in gel. Se necessario può essere tagliato. Per alleggerire la pressione sulle dita delle mani e dei piedi.

Lunghezza: 15 cm. Contenuto: **1 pezzo**.

→ **small** (Ø ca. 12 mm)

→ **large** (Ø ca. 15 mm)

Rif.n. → 210580



### Proteggi-dita per mani e piedi

**Art. 137050 (MAGAZZINO)**

Cappuccio completamente ricoperto di gel. Accorciabile. Per alleggerire la pressione sulle dita delle mani e dei piedi. Contenuto: **1 pezzo**.

→ **small** (Ø ca. 15 mm)

→ **medium** (Ø ca. 20 mm)

→ **large** (Ø ca. 25 mm)

Rif.n. → 210580



### Cuscino proteggidita

**Art. 137010 (MAGAZZINO)**

Bendaggio tubolare con cuscinetti circolari in gel interni. Alleggerisce la pressione sulle dita delle mani e dei piedi. Lung: ca. 3,5 cm. **2 pezzi**.

→ **small** (Ø ca. 11 mm)

→ **medium** (Ø ca. 14 mm)

→ **large** (Ø ca. 17 mm)

Rif.n. → 210450

**PEDI SOFT<sup>®</sup>** **Con fodera tessile per piedi delicati.**  
**TEXTLINE**

**I vantaggi di PediSoft<sup>®</sup>-TexLine**

- Resistenza - multiuso - si adatta perfettamente alla parte da proteggere.
- Igienica e confortevole sulla pelle.
- Massimo comfort con fodera tessile.

- Il cuscino in silicone distribuisce la pressione in modo uniforme e protegge il piede.
- Lavabile a 30° (tranne Art. No. 137 120).
- Grazie all'effetto memory, dopo l'uso torna sempre alla forma originale.



**Imbottitura cuscino per dita**

**Art. 137100 (MAGAZZINO)**

Procura rapido sollievo ed alleggerimento della pressione in caso di posizioni errate. Comodo da indossare, con fodera in tessuto.

Contenuto: **1 pezzo**.

Indicare destra o sinistra.

Rif.n. → 210680



**Protezione antipressione**

**Art. 137110 (MAGAZZINO)**

Materiale in schiuma di forma tubolare da tagliare. La maniera semplice per proteggere le dita di mani e piedi. Lunghezza: 12 cm.

→ **small** (Ø 18 mm, 3 pezzi)

→ **medium** (Ø 21 mm, 3 pezzi)

→ **large** (Ø 25 mm, 2 pezzi)

Rif.n. → 210440



**Cuscino-protezione multiuso**

**Art. 137150 (MAGAZZINO)**

Cuscino adesivo in silicone per la prevenzione contro vesciche e dolori, contro pressione e attrito. Riutilizzabile più volte. Autoadesivo e lavabile a 30 gradi.

Misura: 120 x 100 x 4,5 mm

Contenuto: **1 pezzo**.

Rif.n. → 210640



**PediSoft Espositore da banco BIG**

**Art. 107229**

Espositore da banco con 25 pezzi:

- 15 pezzi in scatola piccola + 10 in scatola grande



**PediSoft Espositore da banco SMALL**

**Art. 107227**

da banco 15 pezzi in scatola piccola.